



**próKontrol**

Decisiones de Confianza

**Nuestra prioridad:  
*La seguridad del paciente***



## CONTROL DE INFECCIONES

El 80% de las infecciones intrahospitalarias se originan por transmisión cruzada, por esto los trabajadores de la salud juegan un papel crucial en la protección de los pacientes contra infecciones.

**Nuestra completa gama de equipos, junto con detergentes desinfectantes para el control de infecciones, son la combinación perfecta para las Centrales de Esterilización.**

## ENTENDEMOS CADA NECESIDAD





**+**  
Tratamiento de  
Dispositivos Médicos  
y superficies

### ECOSEPTOL FOAM

**Espuma detergente desinfectante sin alcohol**

- Tratamiento de las superficies de Dispositivos Médicos
- Virúcida contra virus envueltos
- Sin fostatos, EDTA, colorante ni perfume

#### Componentes:

- Agentes de superficie catiónicos y no iónicos
- Digluconato de Clorexhidina
- Agentes secuestrantes
- Fórmula sin cloruro



**+**  
Eficiente en la eliminación  
de la Biopelícula

### ENZYMEX L9

**Detergente desinfectante enzimático**

- Dilución al 0,5%
- pH neutro
- Se puede utilizar en lavadoras ultrasónicas

#### Componentes:

- Agentes tensoactivos no iónicos
- Amonio cuaternario
- Agentes secuestrantes
- Complejo trienzimático (lipasa, amilasa, proteasa)



**+**  
Pentaenzimático  
(Contiene 5 enzimas)

### ENZYMEX LD

**Detergente enzimático**

- Dilución a partir del 0,3%
- Puede usarse en una lavadora desinfectora o en lavado manual

#### Componentes:

- Agentes tensoactivos no iónicos
- Amonio cuaternario
- Agentes secuestrantes
- Complejo pentaenzimático (lipasa, amilasa, proteasa, mananasa y celulasa)



**+**  
Compatible con  
Aluminio Anodizado

### LUBRIX SPRAY

**Lubricante a base de aceite de parafina**

- Mantenimiento fácil y preciso del instrumental
- Eficaz para evitar manchas y mejorar funcionamiento
- Aplicador con punta

#### Componentes:

- Emulsionante
- Propulsor: Nitrógeno



Compatible con  
polisulfona



Acción desincrustante



Activo sobre  
*Clostridium Difficile*



Alto poder de limpieza



## RINCE L7

Aditivo de aclarado y activador de secado

- Dilución a partir del 0,3%
- Sin silicona y sin cloro
- Para el ciclo final en lavadoras termodesinfectoras

Componentes:

- Agentes tensoactivos no iónicos
- Amonios activadores de secado
- Agentes secuestrantes

## PHOSPHAX

Renovador y Neutralizante

- Dilución a partir del 0,3%
- Disolución de los depósitos calcáreos y previene su formación
- Neutraliza los detergentes utilizados durante la fase del lavado

Componentes:

- Ácido fosfórico
- Sin cloro y no espumoso

## DDN Surf

Detergente desinfectante neutro

- Dilución a partir del 0,25%
- Libre de CMR

Componentes:

- Bactericida
- Levuricida
- Fungicida
- Virucida
- Esporicida

## DETER Surf Citron GB

Detergente neutro para pisos

- Dilución a partir del 0,25%
- pH neutro

## BOMBAS DOSIFICADORAS

Para dosificaciones precisas y rápidas en lavado manual

- 20 y 25 ml

La tranquilidad de tener un  
aliado de total confianza...



proKontrol

Decisiones de Confianza

Para más información consulta nuestra página web:



Carrera 11 #94A - 25 Piso 5 ■ Bogotá, Colombia  
PBX. : + 57 (601) 7040874 ■ Cel. : + 57 318 339 8573  
asistentecomercial@prokontrol.com.co ■ www.prokontrol.com.co